

Popis

FiaFil Flow je světlem tuhnoucí, rentgenokonstrastní tekutá regenerační pryskyřice

Indikace

Výplně Třídy III, Třídy V, Menší Třídy IV
Báze / Vložka ve výplních Třídy I, Třídy II
Oprava pryskyřice, porcelán, a akrylátové dočasné materiály
Tmel děř a trhlin
Obnovení minimálně invazivních dutinových přípravků
Náčrtky pro řez

Složení

BisGMA / TEGDMA
Baryové sklo / křemen
Obsah anorganického plniva (znamená velikost částic 0.01~2.5µm) je 60% váhově

Doporučená Procedura

1. Volba odstínu

Vyčistěte zub pomocí pemzy a vody pro odstranění povrchových skvrn nebo vnějšího plaku. Před izolací zubu, zvolte příslušný odstín

2. Příprava dutiny

Odstraňte všechnen amalgám nebo jiné bázové materiály, který zasahují s operacemi

3. Ochrana dřeni

V hlubokých dutinách, pokryjte dentin poblíž dřeni minimálním množstvím hydroxidu vápenátego a ponechte zbytek povrchu dutiny bez lepení. Skloionomerní nebo jiné bez eugonolvé materiály mohou být použity, pokud chcete.

4. Léčba skloviny a dentinu

Následujte instrukce výrobce týkající se leptání, penetrace, nanášení lepidla a léčení.

5. Výdej

Po odstranění víčka, vložte hrot jednorázové jehly do stříkačky. Před aplikací pryskyřice ujistěte se že hrot jehly není zapojen. Pokud je, odejměte hrot a vytryskněte malé množství pryskyřice přímo ze spoje stříkačky. Odstraňte všechny viditelné zátky ze stříkačky. Vyměňte hrot jehly a znovu vytryskněte pryskyřici. DiaFil Flow může být vytlačen do dávkovací nádoby a aplikován štětcem nebo jiným instrumentem.

6. Umístění

Umístěte pryskyřici v krocích v 2,0mm úrovni nebo méně. Pro prevenci vytékání, zatáhněte dozadu na pístu stříkačky.

7. Vytvrzování

Vystavte každou oblast povrchu regenerace intenzivnímu viditelnému světlu. Držte špičku světla co nejbližší místu regenerace jak jen možno po dobu expozice. Vytvrzujte světlem 20 vteřin pomocí standardní světlem vytvrzovací jednotky (DiaDent D-Lux je doporučen). Pokud je výkon světlem tuhnoucí jednotky pod $400\text{mW}/\text{cm}^2$, naměřeno pomocí vytvrzovacího radiometru, bude potřeba delší čas.

Technické informace

Číslo šarže a Datum platnosti

Číslo šarže by mělo být citováno ve všech korespondencích, které vyžadují identifikaci produktu. Nepoužívejte po datu platnosti.

Opatření

- Pouze pro dentální použití
- Pokud cit pokožky vyskytne alergii na akrylát, přestaňte pryskyřici používat
- Měli byste se vyhnout vystavení neztvrzené pryskyřici, pokud dojde ke kontaktu pryskyřice s pokožkou, ihned umyjte vodou a mýdlem
- Je doporučeno používat bezpečnostní rukavice a ochrana očí. V případě nechtěného kontaktu s okem nebo prodloužený kontakt s ústní tkání, ihned vymyjte s velkým množstvím vody.

Skladování

- Neskladujte v místech s vysokou teplotou nebo intenzivním světlem
- Chlazené skladování může prodloužit skladovatelnost
- Před použitím dovolte příchodu pokojové teploty
- Neskladujte materialy v blízkosti materiálu obsahující eugenol

Záruka

DiaDent vám vymění produkt, který byl potvrzen jako vadný. DiaDent nebere zodpovědnost za žádnou škodu nebo ztrátu, přímo nebo vyplývající, z použití produktu způsobem jiným, než je popsán. Před použitím je odpovědnost uživatele aby posoudil vhodnost produktu pro jeho zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost v souvislosti s nimi.