

Implantologie



Dentalinstruments Germany



Knochen- Mischdose

Ref. 40-03



Zur Gewinnung von feinspanigem autologem Knochen
17 cm

Knochenspritze

Ref. 40-04

Der Hammer ist besonders geeignet für alle Eingriffe im oralen Bereich. Durch seine Kunststoffbacken wird der Schlag weicher weitergegeben und ist für den Patienten nicht so unangenehm.

Hammer

Ref. 40-01
auswechselbare Kunststoffbacken

18,5 cm, 200 g

Zur Applikation von autologem Knochen oder Ersatzmaterial beim Sinuslift

16 cm

Edelstahl Griff

Medizinschale

Ø 3,5 mm



Ref. 40-51B



Ref. 40-51A



Ref. 40-51



Ref. 40-51C

Stopfer & Schaufel zum Aufbringen von Knochenmaterial



Stopfer & Schaufel zum Aufbringen von Knochenmaterial




Stopfer & Löffel zum Aufbringen von Knochenmaterial



Die Schaufeln und Löffel sind passend für die
Knochenschaber Ref. 40-76 und 40-77 auf Seite 9.

Sinus Lift



Lift

Ø 10mm
extra leichte
Deluxe Hohlgriff
Instrumente



Elevatoren



Ø 10mm
extra leichte
Deluxe Hohlgriff
Instrumente

Ø 10mm
extra leichte
Deluxe Hohlgriff
Instrumente

Sinus-Elevatoren

Teller-Elevator mit Skalierung

Ref. 40-S001



Sinus-Elevator

Ref. 40-S002



Sinus-Elevator

Ref. 40-S003




Sinus-Elevator

Ref. 40-S004




Stopfer mit Skalierung

Ref. 40-S005



Periotome



PT01 Ref. 26-60

Zur atraumatischen Ex-
traktion von Implantaten,
schont Weichgewebe und
Knochen.



PT02 Ref. 26-61



6 Einsätze Ref. 40-60



Haltegriff für Periotome

Ref. 40-59

Zahnsonden mit auswechselbaren Spitzen



extra leicht

Ref. 23-11

Rundgriff
hohl - hollow
13,5 cm



Ref. 27-9E



Ref. 27-11E



Ref. 27-7E



Ref. 27-8E



Ref. 27-13E



Ref. 27-12E

Micro-Raspatoiren / Micro-Meißel

Micro Raspatorium / Meißel



Micro Raspatorium / Meißel



Prichard



Ref. 40-22 A

Dieses Arbeitsende gibt es auch skaliert, dann dient es zur perfekten Achskontrolle im Molarenbereich bei implantologischen Eingriffen.

Raspatorium und Abhalter in einem Instrument. Scharfes Raspatorium zur Präparation des Mucoperiostlappens und anderer Gewebestrukturen. Das flache Ende eignet sich perfekt zum Abhalten von Lappen, auf der linguale Seite auch zum Schutz des Nervus Lingualis beim Einsatz von rotierenden Instrumenten. Durch seine Hochglanz-politur auch als Spiegel verwendbar.

Lingualraspatorium



Zur perfekten Präparation des lingualen Mucoperiostlappens, durch seine Biegung passt sich das eine Arbeitsende den lingualen anatomischen Gegebenheiten an.

Molt - Raspatorium fein



Zur atraumatischen Feinpräparation bei implantologischen und parodontologischen Eingriffen.

Freer - Raspatorium scharf/stumpf



Das scharfe Ende dient zur Präparation des Mucoperiostlappens und das stumpfe Ende zur Elevation.

Raspatorium



Ref. 40-18

Der Pfeil dient zur Feinpräparation von Papillen und zarten Gewebestrukturen bei Implantationen oder in der Parodontologie, das herzförmige Arbeitsende dient zur atraumatischen Präparation auf glatten Knochenstrukturen und wenn man die Spitze in den Knochen einsticht, als perfekter rutschsicherer Abhalter bei atraumatischen Feinsteingriffen.


Knochenschaber



Ref. 40-21

Zur optimalen Gewinnung von autologen Knochen bei der Implantation und bei parodontologischen Eingriffen. Das breite Ende kann ideal zur Kieferkammglättung vor der Implantation gebraucht werden und jederzeit zur zusätzlichen Gewinnung von Knochen im normalen OP - Gebiet. Schneidet ohne großen Kraftaufwand perfekte Knochenspäne. Zur Gewährleistung der optimalen Schärfe, empfehlen wir nach jeder Benutzung, das Abziehen mit einem Arkansas Stein.

Papillenelevator



Ref. 40-19

Zur atraumatischen Präparation von Papillen und Feinstrukturen bei der Implantation und ästhetischer Parodontologie.

Fixier-Instrument



Ref. 40-41

Für Pins und Membranen

Misch-Spatel



Ref. 40-42

Zum Mischen und Handling von großvolumigen Augmentationen.

Ø 10mm extra leichte Deluxe Hohlgriff Instrumente

Mundspiegel & Griffe



Mundspiegel plan / mirrors plane

Nr. 4	22 mm	12er Set	Ref. 23-1
Nr. 5	24 mm	12er Set	Ref. 23-2




Mundspiegel hohl / mirrors magnifying

Nr. 4	22 mm	12er Set	Ref. 23-3
Nr. 5	24 mm	12er Set	Ref. 23-4



Mundspiegel rhodium / rhodium plane

Nr. 4	22 mm	12er Set	Ref. 23-5
Nr. 5	24 mm	12er Set	Ref. 23-6



Spiegelgriffe Fingerform hohl Ref. 23-7

13,5 cm

extra leicht

Rundgriff hohl Ref. 23-11

13,5 cm

extra leicht

Wangenhalter




nach LANGENBECK

21 cm

30 x 16 mm

Ref. 15-17 A



nach LANGENBECK

21 cm

60 x 12 mm

Ref. 15-17 C



nach MIDDELDORF

21 cm

Ref. 15-18




nach MINNESOTA

16 cm


Ref. 15-23

Absaugkanülen


Chirurgische Absaugkanülen



Reinigungsbürsten für Absaugkanülen



Knochenfalle / Absaugkanüle





Ersatzfilter

Ref. 40-58A



Silikonfilter (sterilisierbar)
10er Pack

Wangenhalter



Knochenfeilen

Knochenfeile

Hohlgriff Ø 10 mm extra leicht



Schluger


Ref. 26-65

Hirschfeld Paradontalfeilen



Ref. 40-66

Hirschfeld 3/7




Ref. 40-67

Hirschfeld 5/11



Knochenschaber

Zur Gewinnung von feinspanigem autologem Knochen




Ref. 40-76 gerade

Ersatzklinge



Ref. 40-76A




Ref. 40-77 gebogen

Ersatzklinge



Ref. 40-77A

Meißel



Meißel

P.A. Meißel



16,5 cm

Ochsenbein Fig. 1 Ref. 26-25



16,5 cm

Ochsenbein Fig. 2 Ref. 26-26

P.A. Micro Meißel



17,5 cm

Fedi 1 Ref. 40-68




17,5 cm

Fedi 2 Ref. 40-69

Osteotome konvex

zum Kondensieren des Implantatlagers bei weichem Knochen



Ref. 40-34

2,8 mm Ø



Ref. 40-35

3,1 mm Ø



Ref. 40-36

3,5 mm Ø




Ref. 40-37

3,8 mm Ø

Osteotome


Osteotome mit Stop bajonett

zum Kondensieren des Implantatlagers bei weichem Knochen und für den internen Sinuslift nach Summers. Durch den Stopp maximale Sicherheit bei der Kondensation im Unterkiefer über dem Nervus Mandibularis und beim Sinuslift nach Summers.




Ref. 40-38

Ø 3,0 mm



Ref. 40-39

Ø 3,3 mm




Ref. 40-40

Ø 4,0 mm


Osteotome konkav

zum Kondensieren des Implantatlagers bei weichem Knochen



Implantatpinzette

Dieses Instrument ist die optimale Hilfe zum Gebrauch von allen Micro-Schraubensystemen in der Implantologie. Es fasst die Schraubenzieher perfekt und ermöglicht punktgenaues platzieren der Schrauben auch weit im Molarenbereich. Für alle gängigen Systeme.




Ø 1,3 mm Ref. 40-43
Ø 1,9 mm

Zur interoralen Platzierung von Abutments.




Ø 3,0 mm Ref. 40-43A

Haltepinzette TITAN



Ref. 40-43B

Wundspreizer



Knochemühle

mit Titanmahlwerk

Zur Zerkleinerung von autologem
Knochenmaterial

Innen Ø 12 mm Ref. 40-90

Innen Ø 24 mm Ref. 40-91






Messinstrumente

Messzirkel

Dient zum Abgreifen aller notwendigen Maße bei der Implantation und allen prothetischen Planungen und Arbeiten.


Durch seine 75° Abwinkelung ideal für die orale Anwendung.




Messzange (Osteometer)

Ref. 40-75

Zur Messung von
Kieferkambreiten




Micro-Pinzetten



Micro-Anat.-Pinzette

Ref. 40-44A



Micro-Anat.-Pinzette

Ref. 40-45A



Micro-Chir.-Pinzette


Ref. 40-44



Micro-Chir.-Pinzette

Ref. 40-45

Rundskalpellgriff gebogen



Ref. 30-12A

Rundskalpellgriff-ERGOFORM



Ref. 40-27

Dieser Skalpellgriff liegt durch seine Form sicher und ergonomisch in der Hand, selbst bei längeren Eingriffen weniger Ermüdungserscheinungen in den Fingern.

Skalpellgriff mit Skalierung



Ref. 30-9A

Skalpellgriff für Mikroskalpellklingen

Ref. 40-28

Microskalpellgriff

Micro Skalpellklingen
auf Anfrage.




Hautstanzen



Ø 3 mm 10 cm Ref. 40-52

Ø 4 mm 10 cm Ref. 40-54

Ø 5 mm 10 cm Ref. 40-56




Ø 3 mm 10 cm Ref. 40-53

Ø 4 mm 10 cm Ref. 40-55


Ø 5 mm 10 cm Ref. 40-57

Gewebezange / Knochensplitterzange




15 cm Ref. 14-10

Micro-Instrumente



Micro-Nadelhalter

Ref. 40-46




Micro-Nadelhalter

Ref. 40-47



Micro-Schere

Ref. 19-23 B



Micro-Schere

Ref. 40-48 B